

メディカ 50/100/150 オペレーター・マニュアル





目次	
1. はじめに	4
1.1 本マニュアルの使用	4
1.2 አスタマーサポート	4
1.3 製品範囲	4
2. 安全衛生に関する注意事項	5
2.1 環境	5
2.2 電力	5
2.3 圧力	6
2.4 紫外線	6
2.5 健康に有害な物質の管理(COSHH)	6
2.6 個人用保護具 (PPE)	6
2.7 工具およびPPE機器(供給されていないもの)	6
2.8 ユニットを持ち上げる	6
3.インストール手順	7
3.1 MEDICAの開梱	7
3.2 ポートの特定	8
3.3 MEDICAの接続	9
3.4 ホイールのロックとロック解除	10
3.5 消耗品の取り付け	11
3.6 コミッショニング	12
4.コントロールパネルへのキー	13
4.1 アイコン	13
4.2 画面階層	14
5. 操作	15
5.1 木一厶画面	15
5.2 追加製品情報画面	15
5.3 メインメニューへのアクセス	16
	16
5.5 日付と時刻の設定 	16
5.6 パスコードの変更	16
	17
5.8 透過液得電率アフームの設定 5.8 (法法主義)	1/
5.9 純度アフームの設定 5.10 m	1/
5.10 設定温度 - ROアフーム	1/
5.11 温度アフームの設定 5.10 フェーノ 立 の 記 つ	1/
5.12 アフーム首の設定 5.12 点野やお売点はの記点	18
3.13 日期冷却設定値の設定	18
3.14 純度衣示単位の設定 5.15 温度抹工の説完	18
3.13 温度補圧の設定	10
5.10 5.17 白動 五 日 和 た 辺 た 	19
J.I/ 日期円起期で設たりる 5.19 ECOエービ	17
5.10 1000-100-100-100-100-100-100-100-100-	19
J.17	17
5.20 LCO L - FOR 5.21 な換Uフィンダー問題の設定	17
5.2 - スポントコンテー回帰の設定 5.02 給水水質の設定	20
5.22 帕小小貝の以及 5.23 水の価度を設定する	20
いとし ハマノギバス C 見入行 プ る	20



目次	
6. プロセス説明	21
6.1 プロセスの説明	21
6.2 緊急バイパス	22
6.3 バイパス操作	22
7. アクセサリー	23
7.1 アクセサリー	23
8. メンテナンス	24
8.1 一般的なクリーニング	24
8.2 複合ベントフィルター(LC136) の交換	24
8.3 精製パック(LC313) またはオプティマイザーパック(LC312) の交換	24
8.4 ウルトラマイクロフィルター(LC306) の交換	25
8.5 前処理 (LC311) の交換	25
8.6 前処理カートリッジ(LC311)	25
8.7 デガスモジュール (LC310) の交換	26
8.8 ROモジュール(LC303)	26
8.9 UV LEDランプ(LC307)	26
8.10 リマインダーをリセットする	27
8.11 リマインダーのリセット- CVF	27
8.12 リマインダーのリセット- UVランプ	27
8.13 リマインダーのリセット- UMF	27
8.14 リマインダーのリセット- 前処置	28
8.15 リセット・リマインダー- 除菌	28
8.16 リマインダーのリセット- 除菌 RO ループ	28
8.17 浄化パック交換	29
8.18 オプティマイザー・パックの変更	29
8.19 除菌と消毒 - ROループ	29
8.20 データロギング	30
8.21 データロギング間隔	30
8.22 ローリングデータログの表示	30
8.23 診断	31
8.24 ソフトウェア・アップデート	31
9. アラームの鍵	32
9.1 ユーザーアラーム定義	32
9.2 ユーザーアラームコード	33
10.トラブルシューティング	34
	35
	35
	36
11.3 コネクンヨン 11.4 赤ケサモル	36
	36
11.5 製品水の仕様	36
12. 保証/販売条件	37
13. () 1	39



1.1 本マニュアルの使用

本書には、MEDICA システムの操作に関する詳細が記載されています。この取扱説明書に従わずに本システムを使用した場合、 使用者の安全が損なわれる可能性があります。

1.2 カスタマーサポート

サービスサポートおよび消耗品は、ELGA LabWater から入手できます。本書の末尾に記載されているカスタマーサービス連絡先詳細をご参照ください。

1.3 製品範囲

この取扱説明書はMEDICA 50/100/150 製品モデル用に作成されています。各モデルの製品情報は下表を参照してください:

メディカ製品					
部品番号	製品名	電力定格	乾燥重量	満水重量	
MED150M1-230	メディカ150	230V 50 hz	103KG	197KG	
MED150M1-115	メディカ150	115V 60Hz	103KG	197KG	
MED100M1-230	メディカ100	230V 50 hz	101KG	195KG	
MED100M1-115	メディカ100	115V 60Hz	101KG	195KG	
MED050M1-230	メディカ50	230V 50 hz	100KG	193KG	
MED050M1-115	メディカ50	115V 60Hz	100KG	193KG	

MEDICA 製品は安全に設計されていますが、これらのシステムで作業される方は、潜在的な危険を理解していただくことが重要です。本マニュアルに記載されているすべての安全情報は、警告**注意の**指示として強調表示されています。これらは以下のように使用されます:



警告!警告は、遵守を怠った場合に与えられる。 本書の指示に従わない場合、人身事故や死亡事故が発生する恐れがあります。



注意! 指示に従わない場合、装置、関連装置、および工程に損傷を与える可能性がある 場合は、注意を示します。

ELGA VEOLIA

2.1 環境

システムは、清潔で乾燥した環境で、平らで水平な場所に設置してください。 このシステムは、以下の条件下で安全に作動するように設計されています:

- 屋内用
- 高度2000mまでの姿勢
- 温度範囲 5°C 40°C
- 保管条件 2°C 50°C
- 最大相対湿度80% @ 31℃ から直線的に50% @ 40℃ まで低下(結露なし
- このシステムは、IEC 61010-1に準拠した設置カテゴリル、汚染度2です。

<u>/</u>) **注意!**環境仕様に従わないと、システムが損傷する可能性があります。 警告!重大なアラームが作動した場合。バイパスバルブを作動させ、本機を主電源から切 り離し、サービス担当者に連絡してください。

2.2 電力

オプティマイザーとピュリフィケーションパックを交換する場合は、装置の電源が入っている必要があるため、画面の指示に従う必要 があります。ON/OFF スイッチはシステム背面の右側にあります。機器カプラー(主電源リード線)は本体背面の右側にあり、作業 を開始する前に取り外して電源を遮断してください。この部分へのアクセスが制限されている場合は、主電源ソケットに簡単にアク セスできるようにして、電気供給を切断することをお勧めします。

正しい動作要件については、システムの仕様を参照してください。



警告! 付属の電気器具用カプラー(主電源線)のみを使用してください。これらを使用することで、適切なアース保護が確保されます。エルガ・ヴェオリアが指定しない方法で装置を使用すると、装置による保護が損なわれることがあります。



警告!提供されたシステムに正しい電源が使用されていることを確認してください。これを怠ると、製品に永久的な損傷を与える可能性があります。





警告!製品内部で作業する前に、必ず電源が絶縁されていることを確認してください。

2.3 圧力

電気供給をオフにすると、圧力源が隔離されます。サービス・メンテナンスのため、またはシステム上で作業を行う場合は、主水供 給圧力を隔離する必要があります。

2.4 紫外線



警告!いかなる状況においても、UVを分解しないでください。目や皮膚に重大な損傷を与える恐れがあります。UVランプは必ず地域の規則に従って廃棄してください。

2.5 健康に有害な物質の管理(COSHH)

警告! 消耗品のパック/カートリッジは、適切な方法で処理してください。廃棄方法はラボの指示に従ってください。

2.6 個人用保護具(PPE)

警告!メンテナンスは、現地の規制およびリスクアセスメントに従い、適切な保護具を着用して実施してください。

2.7 工具および PPE機器(供給されていないもの)



警告!本機の重量は 115kg です。本機を持ち上げようとすると、けがや破損の原因となり ます。

本機は手で持ち上げないでください。正しい持ち上げ方に従ってください。正しい吊り具の使用をお勧めします。



3.1 MEDICAの開梱

MEDICA単体での開梱は行わないでください。開梱方法については、以下のリンクを参照するかQRコードをスキャンしてください: https://www.elgalabwater.com/operating-manuals

付属品は以下の通り:

- 1) メディカ
- 2) 電気供給リード線
- 3) クイック・リファレンス・ガイド- INST41902
- 4) メディカ・インストール・キット-LA862
- 5) 消耗品(支給品)



MEDICAインストレーションキット(LA862)				
数量 品番 説明				
6m	6m FTTUNY6210 チューブ12mm			
24m	24m FTTUPE201306 チューブ10mm			
1 TOTOGU331172 スパナ、フィルタハウジング(前処理)				
1	TOTOGU331173	スパナ、フィルタハウジング (UMF)		
1	VAGTAC201262	シャットオフバルブ-10mm		
1 VABLPP0208 シャットオフバルブ-12mm				
5	5 FTBEAC6010 フローベンドクリップ - 10mm			
5	FTBEAC202344	フローベンドクリップ - 12mm		
1	1 FTTEAC6005 ティー - 10mm			

消耗品(支給品)					
数量	部品番号	説明	標準的な耐用年数	最大賞味期限	
1	LC136M2	コンポジットベントフィルター (CVF)	6ヶ月	2年	
3/2/1***	LC303	ROカートリッジアセンブリ	3年	2年	
1	LC306	ウルトラマイクロフィルター	1年	2年	
1	LC307	紫外LED	2年	5年	
1	LC308	EDIスタック	7年	12ヶ 月	
1	LC310	ドガ・モジュール	2年	2年	
1	LC311	前処理モジュール・フィルター	6-12ヶ月	2年	
2	LC312	オプティマイザー・パック	2-6ヶ月	2年	
2	LC313	浄化パック	2-12ヶ月	2年	
供給されない	CT3錠	除菌タブレット (米国では未使用)	一般的な使用方法 6~12ヵ月に2~6錠**使 用	2年	

*耐用年数はあくまでも目安であり、用途や供給水の水質によって異なります。

** 8.19 除菌」を参照。

*** モデルによる

インストール手順



3.2 ポートの特定





ポート番号	説明
1	給水口
2	加圧ドレン
3	アプリケーション・ループ・アウトレット
4	アプリケーション・ループ・リターン
5	リザーバーオーバーフロー
6	手動タンクドレン
7	外部リザーバー供給
8	外部リザーバーリターン
9	加圧ドレン
10	EDIドレイン
11	電気供給
12	外部リザーバーレベルコントロール
13	ハブグレードポート(イーサネットには接続しないでください。)
14	USBポート(電源の入っていない USBフラッシュドライブのみ)





メンテナンス	定期的なメンテナンスのため、本体前面へのアクセスが必要で す。フルメンテナンスの際は、本体上部と背面にアクセスする必 要があります。
電気供給	安全上の理由から、本機へのアクセスが容易で、本機の近くに ある適切な電源コンセントに接続することをお勧めします。
サイト	ユニットは床置き式。
給水	本取扱説明書末尾の技術仕様書(セクション1、35ページおよ び36ページ)をご確認ください。

3.3 MEDICAの接続

MEDICAユニットを設置したら、次のように接続する:

1) プラグを取り外し、付属のチューブで飲料水供給口(ポート)に接続する。

注: 重要なメンテナンスの際に供給を遮断できるよう、適切なバルブが取り付けら れていることを確認してください。

水圧は6バールを超えてはならない。

ユニットが最終位置にあるとき、チューブがよじれたりねじれたりしていないことを 確認してください。

ユニットをベンチの下に設置する場合は、フレキシブルホースに十分なたるみを 持たせてください。

1) プラグを取り外し、ドレンライン(ポーセ)を付属のチューブで現地のドレンに接続する。

注:チューブの出口からスタンドパイプまたは表面の排水口までエアギャップを確保し、排水口が1.5mより高くならないようにしてください。

排水管は、15mmのPEX硬質パイプを使用して、製品から最大mまで延長する ことができます。製品から5m未満の場合は、外径10mm内径7mmのフレキシ ブル・チューブを使用します。

ホースが常に排水口に向いているように固定することを強くお勧めします。

 プラグを取り外し、付属のチューブど型ジョイントを使用して、アプリケーション・ループ・リターン(ポート4)とアプリケーション・ループ・アウトレット (ポート3)を接続します。アプリケーション・フィードをアプリケーションに 接続し、隔離バルブが設置されていることを確認します。

注:製品には、小さなループを組み立てるのに十分なチューブが付属していま す。このループは最大30mまで延長可能です。

1) プラグを取り外し、リザーバーオーバーフロー(ポート5)を付属のチュー ブで現地のドレンに接続します。









インストール手順



5) ポート6は手動タンクドレンで、プラグは挿入したままにしておく。

注:内部リザーバを手動で排出する必要がある場合、ポートからプラグを取り 外し、内部バルブ(V12)を開きます。 このポートは、外部リザーバーが取り付けられている場合にも使用される。

6) ポート7と8は外部リザーバーフィードです。

7) ポート9は、自動冷却オプション用の加圧ドレンである。自動冷却と消毒に使用される。プラグを取り外し、付属のチューブを使用してローカルドレンに接続してください。

8)プラグを取り外し、EDIドレン(ポート10)を付属のチューブで現地のドレンに接続する。

9) メディカ本体の右上にあるソケットに電源コードを接続し、地域の絶縁電源に 接続する。 試運転を開始する前に、消耗品の取り付け手順に従ってください。

10) 外部リザーバーが設置されている場合、レベルコントロールは電源ポートの 下にあるポート12 に接続されます。

注:外部リザーバーが装着されている場合、外部リザーバーの取扱説明書で詳 細を確認してください。

3.4 ホイールのロックとロック解除

- 1. ユニットの前面、底部の各コーナー、ドアの後ろにあるホイールの位置 を確認します。
- 2. ホイールをロックするには、金属製のねじがホイールにしっかりと接触す るまで、ねじを時計回りにねじって固定します(図)。
- ホイールをロック解除するには、金属製のねじがホイールから外れ、ホ イールが自由に動くようになるまで、ねじを反時計回りにねじります(図 2)。











3.5 消耗品の取り付け

消耗品は、本体パッケージの上部トレイに収められている。

消耗品の取り付け

前処理(LC311):

- 1. 装置が停止し、給水が隔離されていることを確認します。
- 2. ドアを開け、前処理フィルター・ボウルを探す。
- 3. 取り付けキットに同梱されている工具を使用し、フィルターボウルを外 します(図1)。
- 4. ボウルを取り外す
- 5. 新しい前処理フィルターを梱包から取り出す。
- 6. 新しいフィルターボウルにはめ込み、中央の穴を合わせる。
- 7. 取り付けキットに付属の工具を使用して、ハウジングをユニットに取り付けます。
- 8. 適切な工具を使い、密閉されるまでゆっくりと締める。

オプティマイザーパック(LC312)と精製パック(LC313):

- 右側のドアを開け、パックの位置を確認する(黒いキャップのC312は 左側、白いキャップのLC313は右側)(図5)。
- 2. ロック機構とリフト・アームをねじります(図&6)。
- 3. 新しいパックのインレットポートとアウトレットポートからシーリングプラグ を取り外します。(図2)。
- 4. Oリングを濡らし、パックをマウントに装着する。
- 5. パックが正しい位置にあることを確認し、中央の穴をマニホールド上部 の幅の広いアウトレットチューブに合わせ、細い位置決め機能をつ目 の穴に合わせ(図3)、パックのハンドルが取り付けフレームから反対側 を向いていることを確認します。(図4、5、6)
- 6. パックが噛み合うまでロック機構を押し下げます。(図5と図6)
- 7. マウント上部のロック機構をひねり、パックを所定の位置にロックしま す。



図1







図4



圛5





図6



- 1. 装置が停止し、給水が隔離されていることを確認します。
- 2. ドアを開け、ウルトラマイクロフィルターのボウルを見つける。
- 取り付けキットに同梱されている工具を使用し、フィルターボウルを外します(図1)。
- 4. ボウルを取り外す
- 5. 新しいUMフィルターをパッケージから取り出し、透明なボウルにはめ込 み、中央の穴を合わせる。
- 6. 取り付けキットに付属の工具を使用して、ハウジングをユニットに取り付 けます。
- 7. 適切な工具を使用し、密閉されるまで締める。

注:UMF の設置は、リークディテクターの設置後に行うことができます。

リークディテクター(SP1247):

MEDICAユニットを設置し、その他の消耗品をすべて取り付けたら、リークディテクターを以下のように接続します:

- 1. リークディテクタを本機の左下に取り付けます。(図2)
- 2. リークディテクターを本体前面左側、キャスターの右側にあるスロットに スライドさせます。
- リークディテクトマウントの平らな面がマウンティングブラケットと同じ高さ にあり、ピンが床に接しているか、床からmm以内にあることを確認し てください(図3)。

注意!リークディテクターは、破損を避けるため、移動する前 に取り外してください!

コンポントフィルター(LC136M2)の位置:

コミッショニング・モードを開始する前ICVFを見つけ、ステッカーを剥がさなければならない。

- 1. ドアのロックを解除して開ける
- 2. ディスプレイ画面の後ろにあるCVFを探す(図4)
- 3. CVFが本体に正しくねじ込まれていることを確認してください。
- 4. 黄色の保護ラベルを剥がす

コミッショニング・モードの開始

3.6 コミッショニング

本機は、コミッショニング・モードのソフトウェアがプリセットされた状態で供給され ます。システムが正しく機能する前に、コミッショニングを完了する必要がありま す。このシーケンスは、システムの初回電源投入時にアクティブになります。製品 の設置は、訓練を受けたELGA 担当者が行うことをお勧めします。

電源を入れる前に、給水口が開いていることを確認してください。ユニットに電源 が入ると、ユーザーは希望する言語と正しい日付と時刻を設定する必要がありま す(システムの電源を入れ、言語の設定については6ページを参照してくださ い)。正しい日付と時刻を選択し、確認すると、システムは試運転モードに入りま す。試運転モードが完了すると、システムは通常の運転モードを開始します。







図2







MEDICAは、グラフィック表示ウィンドウを備えた触覚タッチスクリーン操作パネルで作動する。操作方法の詳細は各セクションに記載されています。 MEDICAコントロールパネルには、様々なコントロールアイコンがあります。一般的なアイコンは以下の通りである。

アイコン	説明	アイコン	説明
9	プロセスオン	C	プロセスオフ
	設定ボタン	i	インフォメーションボタン
	タンクレベルインジケーター	Eject USB	USBを取り出す
Shut Down	ユニット停止	A 79	クリティカルアラーム
A 109	警告アラーム	A 91	通知アラーム
Override	アラーム・オーバーライド		アラームミュート
	受け入れる		キャンセル/戻る

* メインメニューとそれに続く画面にアクセスできます。

MEDICAユニット内の画面の階層を次のページに示す。この表は、ユーザーが利用できる各画面の順序と、その子画面(例えば「リマイン ダーのリセット」画面とそれに続くオプション)を示しています。

システムにはタッチスクリーンが装備されている。これはオプションを選択し、画面をクリックすることで操作する。

注意:選択した画面によっては、使用後にホーム画面メインメニューに戻ることがあります。

設定ボタン」をクリックしてメインメニューにアクセスすると、ユーザーは管理者パスコギの入力を要求されます。このパスコードが入力され、承認されると、ユーザーは以下の表に示す画面にアクセスし、設定を変更することができるようになります。









5.1 ホーム画面

情報スクロールバーには、以下のようなデータが表示されます。

- 温度
- 推定充填時間-「充填中 hh:mm
- 再循環ステータス-「再循環作動中
- 圧力 (bar)
- 流量(I/min)
- 現在の動作モード

システムがホーム画面での分以上アイドル状態のまま放置された場合、システムは空白の画面を表示し、画面をタッチすることで起動することができる。



MEDICA	Additional Product Information
Product Model	: MEDICA - 150
System Up Time	: 100.00 %
Total Error-Time	: 0.00 %
Pump Cycles	: 8
Purified Water Volume	: 15173.6 L
Operation Mode	:
ECO Mode	: Enabled
Alarms	:
Total Water Consumption	: 45520.9 L
Optimiser Pack Capacity	: 97 %
\	Eject USB Shut Down

5.2 その他の製品情報

この画面が表示される:

6.

- システム稼働時間-機能時間と非機能時間(重要なアラームが原因)
 の割合をパーセンテージで表示。
- 2. Total Error Time(総エラー時間)-ユニットが重大なアラーム状態に あった合計時間のパーセンテージ。
- 3. ポンプサイクル-ポンプ (P1) のオンオフ回数
- 4. 透過水量-生成された純水の総量(リットル)
- 5. 水道使用量-本管の水道使用量合計
 - オプティマイザー・パック容量-残りのパック寿命(%)です。
- 7. USB取り出し」ボタンでデータロギングを停止(8.20項(30ページ)参照
- 8. シャットダウン」ボタンでシステムを安全にシャットダウンします。



MEDICA				Login
	Ente	er Pass	code	
			3	
	4	5	6	
		8	9	
	×		ок	
\leftarrow				

5.3 メインメニューへのアクセス

設定ボタンを選択すると、パスコードを入力するよう求められます。

デフォルトのユーザーパスコード 60487315

このパスコードは変更することができます(セクション5.6を参照)。ユーザーが パスコードを忘れた場合、サービスエンジニアのみがパスコードをリセットできま す。

MEDICA	Language
English	
French	
German	
Italian	
Portuguese	
Spanish	
Chinese	
Japanese	
Arabic	
Korean	
÷	~

5.4 言語設定

システムは様々な言語での操作をサポートします。言語」オプションを選択すると、画面に言語オプションのリストが表示され、現在の設定が強調表示されます

- 英語
- フランス語
- ドイツ語
- イタリア語
- ポルトガル語
- スペイン語
- 中国語
- 日本語
- 韓国語
- アラビア語

言語を選択したら、acceptボタンを押して変更を保存し、メインメニューに戻ります。

5.5 日付と時刻の設定

日付と時刻」はリアルタイムの時計を表示する機能です。標準的な4時間時計のフォーマット(hh:mm)と日付(dd:mm:yyyy)を使って時刻を設定し、保存することができます。

日付と時刻」オプションを選択すると、画面に日付と時刻が表示されます。それ ぞれの間隔(日、月、時間など)をクリックし、矢印またはスライダーバーを使っ て選択した間隔を変更することができます。

日付はサービスエンジニアのパスコードに影響するため、正しく選択する必要 があります。日付と時刻を選択したら、acceptボタンを押して変更を保存し、メ インメニューに戻ります。

MEDICA Change Passcode					asscode
Old Passcode			1	2	3
New Passcode			4	5	6
			7	8	9
Re-enter New Passcode			×	0	
←					~

5.6 パスコードの変更

メインメニューからこのオプションを選択すると、管理者はMEDICA ユニットの パスコードを変更できます。画面上のコマンドにより、古いパスコードの入力、新 しいパスコードの入力、新しいパスコードの確認が求められます。新しいパス コードを選択したら、確認ボタンを押してください。パスコードが更新され、メイン メニュー画面に戻ります。





5.7 アラームの設定

システムには、ユーザーが設定したアラームのポイントを設定する機能がある。 アラーム」オプションを選択すると、画面にユーザー設定アラームが表示されま す。画面にはアラームオプションが一覧表示され、デフォルトでは最初のオプ ションが強調表示されます。

アラームを選択すると、画面に選択したオプションが表示されます。

5.8 透過液導電率アラームの設定

導電率」オプションを選択すると、画面に「導電率」範囲が表示されます。許容 範囲は20~100 μS/cmです。初期設定は40μS/cmです。 矢印またはスライ ダーバーを使用して、選択した間隔を1 ずつ変更することができます。



5.9 純度アラームの設定

Purity(純度)」オプションを選択すると、画面にPurity(純度)」範囲が表示される。許容範囲は5~10MΩ.cmです。初期設定は10 MΩ.cmです。矢印または スライダーバーを使用して、選択した間隔を1 ずつ変更することができます。



5.10 設定温度 - ROアラーム

Temperature-RO」オプションを選択すると、画面に「Temperature-RO」範囲が表示されます。許容範囲は20~50℃です。初期設定は35℃です。矢印またはスライダーバーを使用して、選択された間隔をI ずつ変更することができます。





5.11 温度アラームの設定

温度」オプションを選択すると、画面に「温度」範囲が表示される。許容範囲は 20~50℃である。初期設定は35℃です。矢印またはスライダーバーを使用し て、選択した間隔を1ずつ変更することができます。





5.12 アラーム音の設定

可聴アラーム」オプションを選択すると、「可聴アラーム」画面が表示されます。 可聴アラームを有効または無効にするボックスにチェックを入れたり外したりす ることで、設定を変更できます。デフォルト設定は「有効」ですgcceptボタン を押してアラームの変更を保存し、Alarms'画面に戻ります。



5.13 自動冷却設定値の設定

自動冷却設定値」オプションを選択すると、「自動冷却設定値」画面が表示されます。

自動冷却機能の有効/無効のチェックボックスをオン/オフすることで、設定を変 更できます。初期設定は「無効」です。

Enabledの場合、許容温度範囲は20~45℃。デフォルト設定は33℃。矢印またはスライダーバーを使用して、選択した間隔を1 ずつ変更することができます。



5.14 純度表示単位の設定

Purity Display Units(純度表示単位)」オプションを選択すると、Purity Display Units(純度表示単位)」画面が表示されます。オプションは「抵抗率 MΩ.cm」または「導電率-μS/cm」で、デフォルトのオプションは「抵抗率mΩ.cm」です。これは、選択した表示単位を選択し、αccept ボタンを押して 変更を受諾すると、「Main Menu」画面に戻ります。抵抗率の純度値は、小数 点以下1桁まで表示されます。導電率単位の純度値は小数点以下桁まで表示されます。



5.15 温度補正の設定

ユーザーは温度補正の設定を行うことができる。 温度補正」オプションを選択すると、「温度補正」画面が表示されます。温度補 正を有効または無効にするボックスにチェックを入れたり外したりすることで、設 定を変更することができます。初期設定は「有効」です。 acceptボタンを押してアラームの変更を保存し、Main Menu」画面に戻り ます。





Auto-Restart

Auto-Restart

5.16 リザーバ容積単位の設定

リザーバー容積単位」オプションを選択すると、「リザーバー容積単位」画面が 表示されます。オプションは「リットル」または「米ガロン」で、デフォルトは「リット ル」です。選択したオプションを選択して変更することができますAccept」ボ タンを押して変更を保存し、「Main Menu」画面に戻ります。 リットル」の単位は、小数点第位まで表示されます。USガロン」の単位は小数 点第3位まで表示されます(1USガロンは3.785リットルに相当します)。

5.17 自動再起動を設定する

自動再起動」オプションを選択すると、「自動再起動」画面が表示されます。自動再起動機能を有効または無効にするボックスにチェックを入れたり外したりすることで、設定を変更することができます。 デフォルト設定は「Enabled」です。acceptボタンを押して変更を保存し、 「Main Menu」画面に戻ります。

5.18 エコモード

MEDICA

MEDICAは、特定の日に特定の時間帯に運転するようプログラムすることができます。これは、ユニットの効率を最適化し、水 温の上昇を最小限に抑えるためです。ECO モード」期間中、本機は情報スクロールバーに次のように表示されます1:0 分間の 再循環中は「定期再循環-hh:mm」、50 分間のプロセスオフ中は「スタンバイ」。

プロセス」ボタンを押すことで、このモードをオーバーライドすることができます&COモード」の間、ユニットは断続的な再循環 (毎時10分)を行い、配水ループの水の純度を維持します。

5.19 連続循環(年中無休)

ユニットが連続再循環に設定されている場合、常に水を再循環させ、リザーバーレベルが必要に応じて再充填セットポイント以下になったときにリザーバーレベルを満たします。再循環中の温度上昇が遅いため、水の需要が高い(メークアップ流量30%以上)場合にのみ、システムを連続モードで運転することを推奨します。

MEDICA	ECO Mode
Continuous Recirculation	
Select Days for Process-Off ■ Monday ■ Tuesday ■ Wednesday ■ Thursday ■ Friday ■ Saturday ■ Sunday ✓	Exit ECO Mode 09:00:00 Enter ECO Mode 18:00:00
MEDICA	ECO Mode
Continuous Recirculation	
Select Days for Process-Off Monday Tuesday	Exit ECO Mode 09:00:00



5.20 ECOモードの設定

ECOモード」オプションを選択すると、ECOモード」画面が表示されます。 オプションは「有効」または「無効」で、デフォルトは「有効」ですgcceptボ タンを押して変更を保存します。

連続循環」ボックスのチェックを外すと、月曜日から日曜日まで選択可能な オプションのリストが表示されます。デフォルトでは月曜日から金曜日まで が有効になっています。ユーザーはECOモード」の開始時間と停止時間 を設定することもできます。デフォルトでは、開始時刻は8:00、停止時刻 はスリープ06:00です。設定した曜日と時間に同意したら、設定を保存して メインメニューに戻ります。

メンテナンス



MEDICA	Reminder Intervals
Purification Pack -LC313	3 Months
CVF -LC136M2	3 Months
UV LED -LC307	24 Months 🔍
Pre-treatment -I C311	6 Months
	12 Months
Sanusauon	12 Months 🖤
Sanitisation - RO Loop	12 Months
~	

5.21 交換リマインダー間隔の設定

各消耗品の間隔オプションが表示されます。

リマインダー間隔」オプションを選択すると、リマインダー間隔を選択できる該当 する消耗品と処置のリストが画面に表示されます。

選択された消耗品/処置について、システムは、ユーザーが以下のリストにある ように、あらかじめ定義された間隔のいずれかを選択できるようにする。

前処理;

•

.

•

UMFだ;

٠

浄化パック;

- 1ヶ月
 3ヶ月(デフォルト)
- 3ケ月(ナノオルF
- 6ヶ月
- 12ヶ月
- CVFだ:
 - 3ヶ月(デフォルト)
 - 6ヶ月
 - 9ヶ月
 - 12ヶ月

紫外線LED;

- 12ヶ月
- 24ヶ月(デフォルト)
- 36ヶ月

12ヶ月(デフォルト)

3ヶ月

12ヶ月

24ヶ月

6ヶ月

6ヶ月(デフォルト)

- 24ヶ月
- 除菌/殺菌 ROループ;
 - 1ヶ月
 - 3ヶ月
 - 6ヶ月
 - 9ヶ月
 - 12カ月(ROループのデフォルト)



Soft Hard

5.22 給水水質の設定

ROの性能は、透過水の導電率を給水の導電率と比較するイオン阻止率の計 算で知ることができる。

Menuから 'Feedwater Quality µS/cm' を選択すると、'Feedwater Quality µS/cm' 画面が表示されます。 許容範囲100~1500µS/cm。 デフォルト設定600µS/cm。 承諾したら、設定を保存して「Menu」画面に戻ります。

5.23 水の硬度を設定する

給水硬度の設定は、消耗品の交換時期の目安を算出するのに役立ちます。

Menu から 'Feedwater Hardness' を選択すると、'Feedwater Hardness' 画面が表示されます。

- 選択オプション;
 - ・ 軟質(すなわちCaCO3として0~100ppm、または <40ppm Ca)²⁺
 - ・ 硬質:(例:CaCO3として100ppm以上、またはCa²⁺として 40ppm以上)
- デフォルト設定:ハード
- 承諾したら、設定を保存してMenu」画面に戻る。





6.1 プロセスの説明

この製品は、75Lの内部リザーバーとともに、すべての浄化技術が内蔵されたシングルボックス・ソリューションで構成されている。

MEDICAは、加圧された飲料水供給源(飲料水)から作動するように設計されており、次のように作動する:

- 1. 飲料水は、さまざまな種類の不純物を取り除くために、一連の浄化技術を通過する。
- 2. 透過水は内部リザーバー(設置されている場合は外部リザーバー)に集められる。
- 3. リザーバーからの水は、再循環ポンプによって主要な再循環流に引き込まれ、浄化ループを通過する。
- 浄化された水は分析装置に送られるか、リザーバーに戻される。水の供給は圧力センサーによって制御され、分析装置が 水を要求していることを感知すると、再循環ポンプが調整されます。
- 5. 使用しない期間中は、システムをエコモードに設定し、最大限の効率で水の純度を維持することができます。このモードで は、リザーバー内の水位が10L未満(または起動時に20%未満)になると、20%に達するまで再循環が無効になります。 再循環は自動的に開始されます。
- 6. メークループが始まると、水が浄化ループに送られる前に最初の洗浄期間がある。





6.2 緊急バイパス

システムに障害が発生し、付属の分析装置で現在の操作を完了するためにまだ水が必要な場合、電源プロセスをバイパスすることができ ます。これにより、水はシステムの非電源浄化セクションを通過し≥1MΩ.cmを生成します。これは緊急時のみの使用です。浄化パック は、緊急時バイパスを使用する前と使用後に交換する必要があります。緊急バイパスの間」Vは作動しません。

警告!緊急バイパス後にパックを交換しないと、排出水の水質が低下します。

6.3 バイパス操作:

緊急バイパスを作動させる;

- 1. V11をシャットオフ(図1)
- 2. V7を開く(図2)

新品の純水パックを設置した場合、パックが消耗して水質が低下し、分析装置にダメージを与える危険性がある前に、タイプの水を約30 分間利用できます。



図1

×2



7.1 アクセサリー

アクセサリー					
部品番号	説明				
LA822	ハブグレード				
LA862	取付キット				
LA863	外部タンクキット				
LA864	BMSアクセサリーキット				
LA865	高回収キット				

メンテナンス



本取扱説明書に記載されていない整備作業は、認可された供給業者または販売業者に依頼してください。 注:すべての使用済み消耗品の廃棄は、現地の法令に従ってください。



警告!メンテナンス作業を行う前に、必ず主電源と給水のスイッチがオフになっていることを 確認してください。

8.1 一般的なクリーニング

本機の外面を清掃する際は、清潔な湿らせた布でほこりやその他の粒子を取り除いてください。

8.2 複合ベントフィルター (LC136) の交換

コンポジットベントフィルタ(CVF)は、アラーム(画面に表示)が表示されたら交換する必要があります。

- 1. フロントドアをロック解除して開き、CVFを中央の背面に置きます。
- 古いCVFを取り外し、地域の廃棄物処理ガイドラインに従って廃棄して ください。
- 3. 新しいCVFを開封し、上部のシールをはがす。
- 今後の参考のため、フィルターのラベルに取り付け日を記入してください。
- 5. フィルターを取り付ける。
- 6. セクション8.11(27ページ)に記載されているように、消耗品リマイン ダーをリセットします。

8.3 精製パック LC313 または最適化パック LC312 の交換

浄化パック(LC313)は、消耗品アラーム73または90で示されたときに交換する 必要があります。

オプティマイザーパック(LC312)は、消耗品アラーム57が表示されたら交換して ください。アラーム56は、パック寿命の残り10%になる前に鳴り、最近の使用パ ターンに基づいて、おおよその残り寿命を日数で示します。

- メニューから必要なパック交換(精製またはオプティマイザー)を選択し ます(29ページ参照)。
- 右側のドアを開け、パックを見つける(左側がC313、右側が LC312)。
- 3. ロック機構をひねり、アームを持ち上げてパックを外します(図1)。
- 4. パックを取り外す(図2)
- 5. 新しいパックのインレットポートとアウトレットポートからシーリングプラ グを取り外します。
- 7. パックがはまるまでロック機構を押し下げる
- 8. マウント上部のロック機構をひねり、パックを所定の位置にロックする。
- 9. 画面上でパックが再インストールされたことを確認し、アラームが表示 されていないことを確認します(アラーム2、97、59)。
- 10. UNITは再循環を開始し、パック交換プロセスが完了した後、リマイン ダーの日付および/またはカウンターが自動的に設定されます。











図2



8.4 ウルトラマイクロフィルター (LC306)の交換

ウルトラマイクロフィルター(UMF)は、消耗品アラーム71 が表示されたら交換し てください。

- 1. プロセスを停止し、分析装置を隔離する
- 2. フロントドアのロック解除と開錠
- 3. UMFを左下のクリア・ハウジングに入れます(図)。
- 取り付けキットに付属の工具を使用し、蓋からハウジングを外します (図4)。
- 5. ハウジングの水を排出する。
- 6. ハウジングからUMFを取り外す
- 7. 新しいUMFに交換し、ボウル内の中央に配置する。
- 8. 取り付けキットに付属の工具を使用し、ふたにねじ込みます。
- 水を再循環させ、水質が通常レベルに戻ることを確認する間2分間は 装置を使用しないでください。
- 10. 8.13項(27ページ)の説明に従ってRESETリマインダを実行してください。

8.5 前処理 (LC311) の交換

前処理カートリッジの交換頻度は、供給水の純度によって決まります。次のよう な場合には交換する必要があります:

- 消耗品アラーム 69
- ROモジュール交換後

8.6 前処理カートリッジ(LC311)

- 1. 本機の電源を切り、主給水を遮断する。
- 2. フロントドアのロック解除と開錠
- ワイドな10インチ・ブルーのハウジングをユニットの左上に見つけます (図2)。
- 4. 前処理ハウジングの後ろにある手動バルズ/13を開いて圧力を解放し ます(図3)。
- 5. 取り付けキットに同梱されている工具を使用し、蓋からハウジングをね じります(図5)。
- フィルターに水が溜まっているので、直立させたまま古いフィルターを 取り除く。
- 7. 地域の規則に従って廃棄すること。(安全衛生を参照)。
- 8. 新しいカートリッジを梱包から取り出します。
- 9. 上部と下部のOリングが平らで中央にあることを確認し、フィルターを ハウジングボウルの中央に置きます。
- 10. 取り付けキットに付属の工具を使用し、きつく締まるまでねじりながらハ ウジングを蓋に戻します。
- 8.14項(28ページ)の説明に従ってRESETリマインダを実行してください。
- 12. プロセスオンで漏れをチェック







図5









メンテナンス



8.7 デガスモジュール (LC310)の交換

ドーガモジュールは、最大3年間の運転後に交換する必要があります。

- 1. プロセスがオフであることを確認する
- 2. フロントドアのロック解除と開錠
- 3. デガッサーを中央に配置する
- 4. インレットとアウトレットの水ライン、およびインレットとアウトレットのエ ア ラインのチューブを外します。
- 5. 使用済みのモジュールをクリップから取り外し、地域の規制に従って廃 棄してください。
- 新しいモジュールのインレットポートとアウトレットポートからシーリング プラグを取り外します。
- 7. 新しいカートリッジをマウント・クリップに挿入します。
- 8. 図1に示すように、チューブをインレットとアウトレットの水配管、および 両方のエア配管に再び接続します。

8.8 ROモジュール(LC303)

逆浸透膜モジュールは、透過水の純度または流量が適切でなく、予測または以前の性能を満たしていない場合は、交換する必要があります。逆浸透膜モ ジュールの交換については、最寄りのサービス担当者/販売店にお問い合わ せください。

8.9 UV LEDランプ(LC307)

ウルトラバイオレットランプは、24ヶ月ごと、または予測された性能または以前の性能を満たさない場合に交換する必要がありますUV LEDの交換については、最寄りのサービス担当者/販売店にお問い合わせください。



メンテナンス



MEDICA	Reset Reminders
Purification Pack	25 Aug 2024
CVF	30 Aug 2024
UV Lamp	30 Aug 2024
Pre-Treatment	30 Aug 2024
UMF	30 Aug 2024
Sanitization	25 Aug 2024
Sanitization - RO Loop	25 Aug 2024
÷	

8.10 リマインダーをリセットする

運転時間の計算は、運転時間ではなく、システム時計に基づいて行われる。システムには、消耗品交換のリマインダーをリセットする機能がある。

- Reset Reminders(リマインダーをリセット)」画面には、消耗品オプションのリストがあります(デフォルトでは最初のオプションがハイライトされています)。
- 選択した消耗品を受け入れると、以下のいずれかの画面が表示される;



8.11 リマインダーのリセット - CVF

CVF'オプションが選択されると、画面には前回選択した間隔に基づく新しいリマイン ダーの日付が表示されます。この間隔を選択したらacceptボタンを押して日付を 保存し、リセット・リマインダー画面に戻ります。



8.12 リマインダーのリセット - UVランプ

UV」オプションが選択されると、以前に選択した間隔に基づく新しいリマインダーの 日付が画面に表示されます。この間隔を選択したらのcceptボタンを押して日付を 保存し、リセット・リマインダー画面に戻ります。



8.13 リマインダーのリセット - UMF

UMF」オプションが選択されると、画面には、以前に選択した間隔に基づく新しいリマインダーの日付が表示されます。この間隔を選択したらacceptボタンを押して日付を保存し、リセット・リマインダー画面に戻ります。





8.14 リマインダーのリセット - 前処置

前処置」オプションが選択されると、画面には前回選択した間隔に基づく新しい リマインダーの日付が表示されます。この間隔を選択したらacceptボタンを 押して日付を保存し、リセット・リマインダー画面に戻ります。



8.15 リセット・リマインダー - 除菌

Sanitisation(消毒)」オプションが選択されると、以前に選択した間隔に基づく 新しいリマインダーの日付が画面に表示されます。この間隔を選択したら、 acceptボタンを押して日付を保存し、リセット・リマインダー画面に戻ります。



8.16 リマインダーのリセット - 除菌 RO ループ

Sanitisation - RO Loop(消毒-ROループ)」オプションが選択されると、画面 には前回選択した間隔に基づく新しいリマインダーの日付が表示されます。こ の間隔を選択したら、acceptボタンを押して日付を保存し、リマインダーのリ セット画面に戻ります。

MEDIC	I A	Purification Pa	ck Change
Purification Pack Chan Stage 1 of 2	ge Process in progress		
QS1 : 14.503 µS/cm		Reservoir Level	: 9.3 L
QS2 : 21.641 µS/cm		Filling	: Inactive
QS3 : 1.0 MD.cm			
QS4 : 8.4 MΩ.cm	CDI :	LSW1	
TS1 : 20.1 °C		LSW2	
TS3 : 18.6 °C	EDI : 0	Fill Delta	: 0.000
FS1 : 0.0 L/min	PS1 : 0.1 bar		
	PS2 :-0.1 bar		
	PSw1:0		
÷			

MEDIC	ΞA	Optimizer Pa	ck Change			
Optimizer Pack Chang	e Proces:	s in progress			Time Demoirie	. 00-20-27
Stage 2 01 3					Time Remaining	: 00:29:37
QS1 : 13.658 µS/cm	P1	:1	V1	:1	Reservoir Level	: 9.5 L
QS2 : 45.986 µS/cm					Filling	: Active
QS3 : 0.1 MΩ.cm						
QS4 : 6.8 MD.cm	CDI				LSW1	
TS1 : 20.0 °C					LSW2	
TS3 : 18.9 °C	EDI				Fill Delta	: 0.049
FS1 : 0.0 L/min	PS1	: 1.5 bar				
	PS2	: -0.1 bar				
	PSw1					

8.17 浄化パック交換

このオプションを選択すると、精製パックの変更手順が開始されます。画面上の コマンドは、精製パックの変更を完了するタイミングをユーザーに知らせます。 この変更を正しいタイミングで行わないと、精製パックが破損したり、画面に 誤ったエラー状態が表示されてプロセスが停止したりすることがあります。この 場合、プロセスを再起動して正しく実行する必要があります。

8.18 オプティマイザー・パックの変更

このオプションを選択すると、オプティマイザー・パックの変更手順が開始されま す。画面上のコマンドは、オプティマイザー・パックの変更がいつまでに完了しな ければならないかをユーザーに知らせます。この変更が正しい時期に行われな いと、ユニットが損傷したり、画面に誤ったエラー状態が表示され、プロセスが 停止することがあります。この場合、プロセスを再起動して正しく実行する必要 があります。

8.19 除菌と消毒 - ROループ

このオプションを選択すると、サニタイゼーションまたはサニタイゼーション ROループの手順が開始されます。これは年次サービスメンテナンス中に実行 できます。

トリガーされると、ユニットはユニット全体、またはRO ループのみ(選択された もの)のサニタイズ処理を行います。これにより、ユーザーはサニタイズ画面に 移動し、ユーザーからの要求に応じてプロンプトが表示されます。このプロセス はほとんど自動化されています。

RO殺菌:

MEDICA

EDI

: 1.5 bar : -0.1 bar

Stage 1 of 4

QS2 : 11.077 µS/cm

QS4 : 5.2 MΩ.cm

: 2.9 L/mir

TS3

1. システムが消毒の準備ができていることを確認しRO消毒オプションを選択します。

Sanitization

Activ

Reservoir Level: 9.4 L

Filling

- 2. 画面の指示に従い、ブレイクタンクに消毒液を入れます。ブレイクタンクにアクセスするには、上部カバーを取り外す必要 があります。
- 3. 付属の工具でフィルターボウルのネジを外し、内部フィルターを取り外し、消毒剤CT3錠×2(またはEfferson錠½錠-米国のみ))を加える。
- 4. 除菌が完了するまで、画面上の指示に従ってください。

ROとループ消毒:

- 1. システムがROとループ消毒の準備ができていることを確認する。
- 2. アプリケーションを隔離する(シャットオフバルブを閉じるセクション6.3、22ページを参照)
- 3. メインメニュー(ROとループ)で消毒を選択します。
- 4. 画面の指示に従い、ブレイクタンクROの場合:CT3×2個(またはEffersonタブレット1/4個、米国のみ))およびUMFフィ ルターボウル(ループの場合:CT3×3個(またはEffersonタブレット1/2個、米国のみ)に消毒剤を加えます。)

注:除菌剤を加えるには、UMFフィルターボウルのネジを外し、除菌剤CT3錠(またはEfferson錠1/2錠-米国のみ)×3)をフィル ターボウルに加えます。新しいMFを取り付ける場合は、除菌を開始する前に取り付けてください。除菌剤を入れたら、フィルター ボウルを本体に戻し、画面の指示に従ってください(除菌中はMFをフィルターボウルの中に入れておく必要があります)。 5. 画面に表示される消毒の指示に従ってください。





メンテナンス



MEDICA	Additional Product Information
Product Model	: MEDICA - 150
System Up Time	: 99.80 %
Total Error-Time	: 0.20 %
Pump Cycles	: 0
Volume of Permeate	: 486.5 L
Operation Mode	: Standby
ECO Mode	: Disabled
Alarms	:
Water Usage	: 463.3 L
Optimizer Pack Capacity	: 100 %
\leftarrow	Eject USB Shut Down

8.20 **データ**ロギング

システムには、システムログをJSBドライブまたはリモートログに保存する機能 があります。ログファイルの情報は、システムの特定の障害や問題を診断する のに役立ちます。

データロギング」オプションを選択すると、画面に「有効」または「無効」のオプ ションが表示されます。デフォルト設定は「無効」です。

ロギングが有効になっている場合、「データロギング間隔」画面が表示されます。インターバルを選択したら、acceptボタンを押して時間を保存します。

USBを安全に取り出し、ファイルの破損を防ぐには、追加製品情報画面(左図) にある「USBを取り出す」ボタンをクリックします。

MEDICA	Data Logging
Log Data in USB Drive	
Interval 5 sec 🔻	
Remote Logging	
÷	\checkmark

MED		A					Viev	v Ro	lling Da	ata Log
Timestamp	Alarm Code	Alarm Status	QS1 (µS/cm)	QS2 (µS/cm)	QS3 (MΩ.cm)	QS4 (MΩ.cm)	TS1 (°C)	TS3 (°C)	Purified Water Volume (L)	Total Wat Consumpt (L)
28-10-2024 15:09									156.13968	446.11
28-10-2024 15:09									156.13968	446.11
28-10-2024 15:10					0.4		20.3	19.2	156.13968	446.11
28-10-2024 15:20									156.13968	446.11
28-10-2024 15:23							20.4	19.4	156.13968	446.11
28-10-2024 15:26							20.4		156.13968	446.11
28-10-2024 15:28							20.4	19.5	156.13968	446.11
← ● s	how Alarm	Logs Only								С

8.21 データロギング間隔

ロギングが有効になっている場合、「データロギング間隔」画面が表示されま す。間隔オプションはドロップダウンメニューにあります。

インターバルを選択したら、acceptボタンを押して変更を保存する。

8.22 ローリングデータログの表示

このページには、すべての内部制御とその現在の状態が記載され60分間隔 で最大7日間のログが記録されます。このすべての情報は、アラームログのみ を表示するようにフィルタリングすることができます。ローリングデータは抽出で きません。

メンテナンス



MEDIC	-A		Di	agnostics
Date & Time : 28-10-2024 Alarms :	16:22		Firmware Version Software Version	: V0.13.0 : V0.13.0
QS1 : 6 µS/cm QS2 : 10 µS/cm	P1 :1 P2 :49%	V1 : 1 V3 : 0	Reservoir Level	: 31.0 L : Active
QS3 : 2.0 MΩ.cm		V4 : 0	LS1	: 31.0 L
QS4 : 18.6 MΩ.cm TS1 : 18.1 °C	CDI :	V5 : V6 :1	LSW1 LSW2	
TS3 : 19.0 °C FS1 : 2.6 L/min	EDI :1	V8 :0 V9 :0	Fill Delta Optimiser Pack	: 1.100 : 98 %
	PS1 : 1.9 bar PS2 : 2.5 bar	V10 :0	Capacity	
÷	PSw1:0			

8.23 診断

診断画面の情報

- 画面タイトル「モジュールバリアント付き商品名
- 日時
- ソフトウェア版
- アラームコード
- 品質センサーの測定値
- 温度センサーの読み取り値
- フローセンサー読み取り値
- バルブの状態
- ポンプの状態
- CDIステータス
- UVステータス
- EDIステータス
- レベルスイッチの状態
- 圧力センサーの状態
- 圧力スイッチの状態
- 脱気装置-エアポンプP3の状態
- リザーバーレベル(リットル)
- 充填状況
- レベルセンサーLS 現在のリザーバーレベルを表示
- フィルデルタ-この値はDIパックの摩耗を予測するために使用される。
- オプティマイザー・パック容量情報- パーセント(%)



8.24 ソフトウェア・アップデート

ソフトウェアのアップデートはメニューから行いますFATフォーマットされた標準的な2GBのUSBフラッシュドライブを使用することをお勧めします。

- 画面の指示に従ってインストールを開始します。
- 完了率を示すプログレスバー。
- 単一のソフトウェアで、プロセッサボードとアプリケーションソフトウェアの両方を更新できます。
- インストールに問題が発生した場合、ソフトウェアのバックアップや以前のバージョンにロールバックする機能が必要です。
- ソフトウェアのアップデートが完了し、システムの再起動が完了したら、 USBポートから取り外す前に「追加情報画面」に戻り↓SBをEJECTし てください(詳細については、30ページのセクション8.20を参照してくだ さい)。

アラームの鍵



9.1 ユーザーアラーム定義

すべてのアラーム(次のページに表示)は、ポップアップとしてすべての画面から利用可能で、画面の上部に沿って配置され、ア ラームの分類に合わせて色付けされています。

以下のキーは、それぞれのアラームがどのような分類になるのか、またその定義を示したものである。

分類	定義
クリティカル	システムは水を供給することができず、操作不能であるため、早急な修理が必要である。使用 者は、必要であれば、認可されたサービス業者に依頼する必要があります。
ノンクリティカル/警告	システムは、まだ給水能力に影響を及ぼしていない故障を検出しました。そうでなければ、最 終的な水の純度や送水性能に影響を与え、最終的なアプリケーションに問題が生じる可能性 があります。
お知らせ	そうでなければ、短期的には水質の悪化を招くが、未解決のまま放置すれば長期的な性能問 題につながる可能性がある。

オーバーライド"ボタン(下に表示)は緊急時のみ。

ユーザーは、誤解を招く可能性のある条件やアラームを「上書き」することができます。例えば、「精製パックが所定の位置にない」(アラーム92)と表示された場合、ユーザーまたはテクニカルサポートチームは精製パックが正しく挿入されていないことを認識しています。



警告!アラームを無視してテクニカルサポートに問い合わせない場合、保証が無効になることがあります。

各アラームには、アラームが発生した日付と時刻、エラーコード、アラームの原因が何であるかの詳細が表示されます。

MED	ICI	Optimizer Pack Change		
		Active A	Alarms	
Date & Time 26:07:24 13:31 26:07:24 13:31	Code 110 91	Details Break Tank Low Warnin Reservoir Low Level Wa	ig arning	Override
←				
		PS2 :-0.1 bar PSw1 : 0	V10 :0	



9.2 ユーザーアラームコード

メディカシステムのアラームコードは以下の通りです:

CODE	アラーム条件	CODE	アラーム条件
57	オプティマイザー・パックの交換	96	再循環ループ高圧- PSW1
59	オプティマイザー・パックが配置されていない	97	レベルセンサエラー(LS1)
79	無効なパック(精製パックまたはオプティマイザーパッ ク)	98	リーク検出
86	ブレークタンクエラー	100	気温
92	浄化パックが設置されていない	106	リザーバー臨界レベルアラーム
95	オーバー温度		

CODE	アラーム条件	CODE	アラーム条件
58	EDI D-7D-	109	ストレージデバイスのエラー
63	高圧透過液(PS1)	110	タンク残量警告
81	外部ソフターエラー	117*	CDI高電流
102*	CDI 低電流	119	圧カセンサー異常(PS1)
103	レベルスイッチの故障		

*非CDI変異体には適用されない。

CODE	アラーム条件	CODE	アラーム条件
56	オプティマイザー・パック・リマインダー	88	RO水質アラーム(QS1)
69	前処理剤の交換	89	製品水温アラーム(TS3)
70	UV交換	90	製品水質アラーム(QS4)
71	UMF の代 替	91	リザーバー残量警告
72	ベントフィルターの交換	104	オプティマイザー・パック品質アラーム
73	浄化パックの交換	105	EDI水質アラーム(QS3)
74	消毒のお知らせ	107	除菌リマインダー-ROループ
87	RO水温度アラーム(TS1)		



10.トラブルシューティング

このセクションでは、MEDICA システムで発生する可能性のある問題と、その修正方法について説明します。通常、システムはア ラーム音を発し、それぞれのアイコンが点滅します。アラーム音はミュートボタンを押すことで消すことができます。このマニュアルを 使用してもシステムを修理できない場合は、お近くの販売店まにはサプライヤーにご連絡ください。(セクション 13 - 役に立つ連絡 先の詳細 (39 ページ)を参照)。

問題点	アクション
タッチスクリーン空白	空白の画面をタッチしてユニットを起動します。これが機能しない場合は、ドアの内 側にあるスクリーンの右側にあるオーバーライドスイッチを使用して、手動でユニッ トをオンにし、操作を続行できるようにします。
	修理をご依頼ください。
ユニットの電源が入らない	本機の電源が右後方からオンになっていること、ヒューズが切れていないこと、装着されていることを確認してください、
	問題が解決しない場合は、修理をご依頼ください。
タッチスクリーンがタッチに反応しない	トップカバーを外し、USBが断線していないことを確認し、本体背面から再起動して ください。
	問題が解決しない場合は、サービスセンターに修理を依頼してください。
一貫性のないタッチ・コントロール	スクリーンから保護フィルムが剥がされていることを確認します。
パックが装着されていない、または誤った パックが装着されているアラームが発生(ア ラームコード79)	アラームが鳴り止まない場合は、アラーム画面を開き、オーバーライドボタンを押し てください。
	修理はサーヒスセンターへ
ユニットに漏れがある(アラームコード98)	可能であれば、漏れの場所を特定し、サービスセンターに連絡して修理を手配して ください。このアラームを解除するには、必要に応じてリークディテクタをスロサか ら取り外し、ピンを乾かしてリークを取り除きます。これでアラームは解除されます。 アラームがまだ表示されている場合は、正規サービスプロバイダにご相談ください。
ブレークタンクレベル低下(アラームコード 110)	本機を主電源から切り離し、給水仕様(33ページ)が要求する水圧と流量がある ことを確認します。本機が十分な圧力と流量を検出すると、システムはアラームを 解除します。アラームが消えない場合は、サービスセンターに修理を依頼してください。
EDIアラーム	修理はサービスセンターにご依頼ください。
過圧アラーム	緊急バイパスバルブ(V11) が開いていることを確認します。 本機の電源を切り、サービスセンターへ修理を依頼してください。



11.1 給水			
ソース	飲用可能な水道水の詳細は以下の通り。 推奨される最低限の給水前処理に従わない場合MEDICA内の主要部品の寿命と性 能に影響を及ぼし、保証が無効になる可能性があります。		
汚染物質	測定	レンジ	前処理
		< 300	なし
カルシウム(硬度)	τοCa	> 300	ソフターまたは非常に低いRO 回収率を使用する
	Cl ppm	0 - 2.0	内部10インチ前処理
/////////////////////////////////////		> 2.0	外部20インチ前処理 (詳細はPAF0045を参照)
	クロラミンppm	0 - 1.0	内部10インチ前処理
クロラミン		> 1.0	水の使用量が週に約5000リット ルの場合、20インチ・カーボン・ フィルター。 (詳細はPAF0045を参照)
		< 30	内部10インチ前処理
シリカ	SiO2 ppm	> 30	20インチ・カートリッジ・デプス フィルター
	71-	< 10	内部10インチ前処理
ファウリング指数		>10	最低流量201/minの逆洗可能 なメディアフィルター
(Fo (Mn ppm	0.05 - 0.1	内部10インチ前処理
	re/win ppm	> 0.1	背面洗浄可能なプレフィルター
	TOC ppm C	< 3	内部10インチ前処理
オーガニクス		> 3	正しいサイズのカーボンのシリ ンダー
温度	4°C~40°C(推奨15°C~25)		
流量 (15℃における要件)	9 L/分		
ドレンの要件(エアギャップ付きの重力落 下)	20 L/分		
給水圧力	最大 6 bar (90 psi)、最小 2 bar (30 psi)		

*給水部に設置

注:給水の純度が変動する場合、または値がいずれかの範囲の上端に近い場合は、高い方の範囲に前処理を行うたLGA LabWater のテクニカルサポートにご相談ください。前処理C311 は、スターターキットLC314 に含まれています。



11.2 寸法		
高さ	820mm(32.8インチ) キャスターを含む834mm(33.4インチ	
幅	794 (31.8")	
深さ	470mm(18.8 インチ)	
供給重量	103kgまで	
重量	197kgまで	
インストール	フロア	

11.3 コネクション		
インレット		
ドレーン	外径12mmチューブ	
EDIドレイン	外径10mmチューブ	
自動冷却ドレン	外径10mmチューブ	
再循環ループ出ロ	外径10mmチューブ	
再循環ループ入口		

11.4 電気的要件		
メイン入力(システム固有)	230 Vac (+/- 10%), 50 Hz 115 Vac (+/- 10%), 60 Hz	
消費電力(ピーク時)	720バージニア州	
電気保護等級	2x T6.3アンペアヒューズ(230 VACモデル) 2x T10アンペアヒューズ(115 VACモデル)	
騒音レベル (Db)	<60 dBa	

11.5 製品水の仕様		
デリバリー流量	4.5 l/min@1バール、最大分配ループ長30m	
1日の使用量 (L) - 標準	1200	
1日の使用量(L)-最大	3600	
無機物	> 10 MΩ.cm @ 25°C	
TOC ppb	< 30	
バクテリア	<1 CFU/ml**未満	
粒子	0.05 µm	

**システムは定期的に消毒し、ELGA LabWater設置設計ガイドラインに従って設置すること。

一般保証

VWS(UK)社は、その製造する製品について、材料および製造上の欠陥について保証します。 適用される説明書に従って使用された場合、その日付から1年間。製品の出荷。VWS (UK) LTDは、明示または黙示を問わず、 その他の保証をいたしません。以下 は、商品性または特定目的への適合性を保証するものではありません。保証 に記載され ているVWS(UK)Ltd製品のデータ、仕様、および説明については、本書に記載されているとおりです。 VWS(UK)社発行のカタログおよび製品資料は、明示的な場合を除き、変更することはできません。VWS (UK) Ltd.の役員が署 名した書面による合意。ロ頭または書面による表明 本保証と矛盾するもの、またはそのような出版物は認可されておらず、もし 認可されたとしても、そのような出版物を使用すべきではありません。 頼りにしている。

上記の保証に違反した場合、VWS(UK)Ltdの唯一の義務は、以下の修理または保証を行うこととします。材料または部品に欠 陥があることが判明した製品またはその部品は、当社の選択により、交換されます。但し、保証期間内であっても、お客様が以 下の事項に該当する場合、速やかにVWS(UK)Ltdに通知することを条件とします。そのような瑕疵。本契約に規定される唯一 の救済措置は、その本質的な瑕疵担保責任を怠ったとはみなされないものとします。purpose so long as VWS(UK)Ltd is willing and able to repair or replace any nonconforming VWS(UK)VWS(UK)Ltd.の製品または部品に起因する結 果的、付随的、特別またはその他のいかなる責任も負いません。VWS(UK)Ltdは、結果的、偶発的、特別、またはその他のい かなる責任も負わないものとします。によりお客様が被った経済的損失または財産的損害に起因する間接的損害。製品の使用

水道システム限定保証

VWS (UK) Ltdは、その製造した水システムを保証しますが、メンブレンおよび以下のものを除きます。 ピュリフィケーション・パックは、本書に従って使用された場合、材料および製造上の欠陥に対する保証を提供します。適用され る説明書、および本システムに指定された使用条件の範囲内で、1年間、本システムに適用される説明書、および本システムに 指定された使用条件の範囲内で、1年間。のいずれか早い方から1年間:

a) 設置日、または b) 出荷日から120日目。

VWS (UK) LTDは、明示または黙示を問わず、その他のいかなる保証もいたしません。また 特定の目的に対する商品性または 適合性。本書に記載された保証および VWS(UK)Ltdが公表したVWS(UK)Ltdのシステムに関するデータ、仕様および説明。カ タログおよび製品資料の改変は、書面による明示的な同意の署名がある場合を除き、禁じられています。 VWS (UK) Ltd.の役員。ロ頭であれ書面であれ、本保証と矛盾する表明、または、本保証と矛盾する表明を行うことはできませ ん。そのような出版物は認可されておらず、もし与えられたとしても、それに依拠すべきではありません。違反があった場合 上 記の保証は、VWS(UK)Ltdの唯一の義務は、その選択により、以下のものを修理または交換することであるものとします。保証 期間内に材料または製造上の欠陥が判明した製品またはその一部。ただし、そのような瑕疵があった場合、顧客が速やかに VWS (UK) Ltdに通知することを条件とする。のための人件費。上記保証期間の最初の 90日間は保証に含まれます。費用はお 客様の負担とします。本契約に規定された唯一の救済は、以下のようなものとはみなされないものとします。VWS(UK)Ltd.が修 理または交換を行う意思と能力がある限り、その本質的な目的を果たさない。VWS (UK)Ltdのシステムまたは構成部品が不 適合である場合。VWS(UK)社は、以下の責任を負いません。

経済的損失またはその他の間接的損害に起因する結果的損害、付随的損害、特別損害またはその他の間接的損害。 プロセス・システムの使用により顧客が被った物的損害。

VWS(UK)社またはその関連会社以外の会社(以下、「VWS社以外の会社」)によって製造された製品または部品。 VWS(UK)Ltdの製品")は、製品製造者によって延長された保証(もしあれば)が適用されます。

ただし、VWS (UK) LTDは、以下の保証を購入者に譲渡するものとします。は、明示または黙示を問わず、いかなる保証も行わないものとします。本製品は、商品性または特定目的への適合性を有します。



注意事項

VWS (UK) Ltdは、常に製品とサービスの向上に努めています。その結果 本書に記載されている内容は、予告なく変更されるこ とがあり、また、本書は、本書によるコミットメントとして解釈されるべきものではありません。VWS(UK)Ltd.また、VWS(UK)Ltd は、本サイトに掲載されたいかなる誤りについても責任を負いません。文書に記載されています。本マニュアルは、発行時点で 完全かつ正確であると信じられています。いかなる場合においても VWS(UK)Ltd.は、以下の事項に関連または起因する偶発 的または結果的損害について責任を負わないものとします。このマニュアルの使用方法 VWS(UK)Ltd.は、本書に記載されて いる材料および製造上の欠陥に対して製品を保証します。前ページの保証に関する声明。



ELGA LabWater レーン・エンド・ビジネス・パーク レーンエンド、ハイウィカム HP14 3BY 英国

電話:+44 (0) 203 567 7300 ファックス: +44 (0) 203 567 7305 Eメール<u>:info@elgalabwater.com</u>

技術的なお問い合わせは techsupport@elgalabwater.com までご連絡ください。

最寄りの ELGA LabWater 販売・サービス拠点の住所については、当社ウェブサイトの国一覧をご覧ください。

http://www.elgalabwater.com

または、ELGA LabWaterまでご連絡ください。